

## ANDADOR INFANTIL POSTERIOR COCODRILE R82 TALLA

Andador trasero pediátrico Cocodrile R82. Pensado para ayudar a los más pequeños con dificultades en la movilidad, a ponerse de pie y caminar. Caminador ligero y muy fácil de maniobrar. Muy ajustable según las necesidades del pequeño/a.

## Saber Más

**Refencia:** 11449

**Precio:** solicitar presupuesto **Categorías:** MOVILIDAD INFANTIL

## Descripción

Configuracion personalizada según presupuesto 1109: cocodrile talla 1 infantil, con soporte de antebrazos con puño (par) y asiento abatible talla . La estructura del caminador es de aluminio. Las asas son ajutables en anchura y altura, las cuatro ruedas son macizas, las ruedas delanteras son giratorias con direccionador, freno de fricción ajustable en las ruedas traseras, sistema antirertroceso on/off. Caracteristicas: Color: Amarillo (talla 1) Altura suelo-empuñadura: 42-56 cm Altura usuario: 1,15 m Carga máxima: 30 kg Longitud: 72 cm Anchura: 62 cm Longitud plegado: 72 cm Anchura plegado: 62 cm Altura plegado: 31 cm Radio de giro: 100 cm Peso: 5,5 kg Accesorios (no incluidos en el precio): - Frenos de mano - Soporte para antebrazo con empuñadura - Posicionador almohadillado para antebrazos - Soportes de cadera - Soporte posterior - Asiento - Calzon - Tope para manos - Bolsa para objetos - Ruedas antivuelco pivotantes - Asa para el asistente Producto financiado por el CatSalut a través de una receta PAO. Para cualquier pregunta no dudéis en contactar con nosotros.