

ANDADOR ROLATOR KANGURO F1 FORTA FRENO MANO



P.V.P: €125.00

REF: 4096

Clasificación:



Categorías de Producto: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/andador-rolator-kanguro-f1-forta-freno-man>
[o/](#)

Resumen del producto

Rollator de exterior forta kanguro f1 con freno de mano. Caminador ligero y robusto de fabricación nacional.

Descripción del producto

Especificar color en observaciones del pedido: azul, pistacho, naranja o gris

Características:

- Fabricado en aluminio.
- Disponible con fundas de asiento de color naranja, pistacho, azul o gris.
- Frenos de maneta para ruedas traseras.
- Empuñaduras de goma y regulables en altura.
- Ocho ruedas de 150 mm.
- Dobles ruedas delanteras giratorias.
- Respaldo acolchado.
- Plegable.
- Cesta porta-objetos.

Medidas:

Ancho total: 57 cm

Altura puños: 85-96 cm

Largo: 64,5 cm

Altura asiento: 55 cm