



# ANDADOR ROLLATOR ESTRECHO LOW AD 185 FRENO MANO

Caminador andador rollator AD185 low. Especialmente estrecho y compacto. Ideal para personas pequeñas y para espacios reducidos. Construcción resistente en aluminio. Freno de mano en las empuñaduras. Muy buenos acabados.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2718

**Precio:** €145.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Especialmente diseñado para personas de talla pequeña. Además maniobra en espacios muy reducidos porque es muy estrecho. Debajo del cómodo asiento acolchado, tiene una práctica bolsa para llevar objetos de manera discreta. Peso total: 6kg Capacidad: 100 kg Ancho total: 53.5 cm Alto asiento: 47 cm Asiento: 30x30 cm