



ARNES CINTURON ABDOMINAL ACOLCHADO 1004 PARA SILLA DE RUEDAS O SILLON

Cinturón abdominal para evitar caídas en sillones o sillas de ruedas. Muy resistente, transpirable y acolchado. Cierre mediante hebillas. 1004 Orliman, varias tallas en función del contorno de la silla y el usuario.

[Saber Más](#)

Referencia: 1554

Precio: €24.50

Categorías: [SUJECCIÓN Y POSICIONAMIENTO](#)

Descripción

Fabricado en material semirrígido transpirable tricapa de (poliamida, espuma y poliéster), posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre identificadas mediante código de colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico que sujeta al paciente a la silla de ruedas u otro sistema de descanso en sedestación (silla/sillones), permitiendo plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal. Indicaciones: Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación con tendencia a deslizarse del asiento. 2 tallas: S/1: 86-164 cm M/2: 96-174 cm