



# ASIDERO PARA CAMA PR60242 CON PIES

Asidero tipo frida con patas para cama. Facilita la entrada y la salida de la cama a personas con dificultades para levantarse.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1591

**Precio:** €79.95

**Categorías:** [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

## Descripción

Este asidero proporciona apoyo para las personas con problemas para entrar y salir de la cama. Marco de altura regulable. Las dos patas se asientan sobre el suelo y están equipadas con tacos de goma. Fácil montaje. Altura: ajustable de 83 hasta 93 cm. Anchura: 50,8 cm.