

# ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO PARA BAÑERA ARUBA B+B



Asiento giratorio de bañera para mejor accesos y comodidad, ideal para evitar caídas y no tener que estar de pie o sentarse por completo en la bañera.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15387

**Precio:** €155.00

**Categorías:** [ASIENTOS Y TABLAS DE BAÑERA](#)

## Descripción

Peso: 4,8kg Ancho total: 71,5cm Longitud total: 54cm Altura total: 49cm Capacidad de carga: 120kg El asiento giratorio de bañera Aruba es ideal para usted si no tiene ducha en el baño. A menudo es peligroso para las personas mayores meterse o levantarse con seguridad en una bañera resbaladiza. La anchura del armazón del asiento se puede ajustar de 70 cm a 76 cm para adaptarse a diferentes medidas de bañera. Con soportes de goma, el asiento no puede resbalar y se mantiene seguro en el borde de la bañera. La apertura delantera o trasera facilita la limpieza íntima.