



BASE 3D PARA COJIN 43X43X 19999 NIN NET

BASE 3D PARA COJIN 43X43X. Ideal para personas que pasan mucho tiempo sentadas.

[Saber Más](#)

Referencia: 15514

Precio: €19.90

Categorías: [COJINES Y COJINES ANTIESCARAS](#)

Descripción

El tejido 3D incorpora una cámara de aire de 1 cm de grosor indeformable a la presión, compuesta por un entramado vertical de hilos de poliéster. La cámara de aire proporciona una transpirabilidad TOTAL en la zona de presión, además de la sensación de flotabilidad, aumentando considerablemente las prestaciones antiescaras.