



## BASTON SILLA TRIPODE SUCESORES 861

Bastón con asiento de aluminio. Permite sentarse en caso de necesidad y descansar o usarlo como bastón para facilitar la marcha.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4754

**Precio:** €37.00

**Categorías:** [BASTONES Y MULETAS](#)

### Descripción

Bastón con asiento plegable, diseñado para sentarse a horcajadas. Medidas: Material: Aluminio Asiento: Plástico. Altura total: 85 cm. Altura asiento-suelo: 50 cm. Peso: 0,890 Kg. Peso máximo: 90 Kg. Existen otros modelos de bastón plegable, en caso de necesitar otras medidas o características, avísenos y encontraremos el producto adecuado.