

## BUTACA SILLON RECLINABLE ELEVADOR COCOA

Sillón elevador reclinable cocoa. Muy confortable, mediante un botón se reclina y eleva las piernas. También incorpora modo incorporador que facilita la acción de levantarse del sillón. Reclinable hasta 45º.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2166

**Precio:** €790.00

**Categorías:** [BUTACAS Y SILLONES](#)



### Descripción

Transporte gratuito a domicilio (portal), al ser un bulto pesado y voluminoso el transportista lo presenta embalado a pie de calle. Si necesita un servicio de transporte y montaje, póngase en contacto con nosotros y elaboraremos un presupuesto. Los sillones elevadores y de relax tienen un funcionamiento totalmente electrónico. Peso máximo usuario: 113 kg Medidas: ver imagen adjunta Simplemente pulsando un botón del mando el sillón eleva suavemente las piernas para adoptar una postura de auténtico descanso, si continuamos presionando el botón del mando el respaldo se reclina hasta 45º. Además tienen otra función: el sillón se eleva suavemente inclinándose hacia delante como una ayuda para incorporarse. De esta manera levantarse es mas fácil y seguro. Función "Gravedad 0": El asiento se eleva a la vez que se elevan los pies y reclina el respaldo, esto provoca que las extremidades inferiores, desde la pelvis, estén a la misma altura que la cabeza. Esta posición es la de maximo confort para el usuario. El respaldo del sillón es desmontable para mejorar su transporte.