



CABESTRILLO TRANSPIRABLE C42 ORLIMAN

Cabestrillo transpirable c 42 orliman, disponible en varias tallas y colores. Se le puede incorporar una cincha para mejorar la inmovilización del hombro.

[Saber Más](#)

Referencia: 119

Precio: €16.90

Categorías: [ORTESIS DE HOMBRO](#)

Descripción

Fabricado con tejido transpirable de panal en forma de bolsa para codo y antebrazo. Dispone de una banda de ajuste que permite regular la altura del brazo con almohadilla protectora de hombro en neopreno. Modelos disponibles: C-42A: Azul C-42B: Beige Efectos: Contiene y estabiliza la articulación escapulohumeral. Indicaciones: Subluxaciones de la articulación escapulohumeral. Cuando nos interese descargar la articulación del hombro. TALLAS S/1 M/2 L/3 LONGITUD CM 42