

CALCETIN ANTIESCARAS AD80 CON GEL TALON VETTEL (PAR)

Par de calcetines antiescaras con gel en el talón para disminuir el riesgo de escaras en talones o codos para pacientes encamados.

[Saber Más](#)

Referencia: 10072

Precio: €38.00

Categorías: [ACCESORIOS PARA CAMA](#)



Descripción

Estan fabricados en tejido acrílico muy suave que evita que se produzcan puntos de presión. El talón está acolchado con un gel que ayuda dispersando la presión de la zona con riesgo a padecer úlcera por presión. Se pueden usar también en los codos para prevenir o sanar una úlcera por presión. Talla única.