

CAMA ARTICULADA CARRO ELEVADOR GERIA LIFT GERIALINE DIVERSAS MEDIDAS



Cama articulada con carro elevador. Una cama de fabricación nacional de gran calidad y buenos acabados.

[Saber Más](#)

Referencia: 2111

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

Conjunto asistencial con elevación de tijera. Cama con elevación GERIA LIFT. Lecho articulado electrónicamente de 4 planos. Lecho superpuesto al marco, amplia superficie de descanso. Fabricada con tubo de acero de 1,5 a 3 mm de espesor y secciones de 30x30 y 35x35 mm. Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas. Sistema de elevación eléctrico con mecanismo de tijera. Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0). Grado de protección IPX4 Mando a distancia ergonómico por cable para el manejo de todas las funciones. Lamas de madera de haya vaporizada con recubrimiento texturado y decorativo Portalamas de doble tetón en material termoplástico flexible. Bisagras de nylon en las articulaciones, evitan ruidos y disminuyen la fricción. Montaje con tornillería y arandelas de teflón para facilitar el mantenimiento. Alojamiento de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero. Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles. Arquillo sujetacolchón en los pies. Pintura epoxipoliéster de alta resistencia. 4 ruedas de 100 mm; dos de ellas con freno total individual. • Altura libre de 13 cm para acceso de grúas. • Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 43º / piernas -12º. • Altura regulable entre 37 y 80 cm • Peso máximo de usuario: 135 kg. • Peso máximo admisible: 180 kg. ACCESORIOS (no incluidos): Incorporador Portasueros TRANSPORTE: INCLUIDO EN EL PRECIO HASTA EL PORTAL DEL DOMICILIO. Si desea que además quede montada, el precio dependerá de la localidad y la dificultad del montaje. Por ejemplo, para Barcelona y alrededores el precio del montaje ronda los 97 € con montaje urgente. En caso de tratarse de un municipio cercano a Premià de Mar y para un montaje no tan urgente, el precio del montaje puede ser menor (consultar).