

KIT CAMA ARTICULADA CON CARRO ELEVADOR VITALIFT GERIALINE + COLCHON + BARANDILLAS.



Kit completo con colchón de cama articulada con carro elevador VITA de gerialine. Cama articulada de 4 planos con elevación electrónica. 90 x 190 cm. Cama de fabricación nacional.

[Saber Más](#)

Referencia: 2450

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [CAMAS ARTICULADAS](#)

Descripción

Montaje básico incluido en Premià de Mar o alrededores. Kit completo de cama con carro elevador, con colchón viscoelástico con funda sanitaria, barandillas y cabecero y pie de cama color haya o roble. Cama sanitaria con articulación y elevación electrónica por tijera. • Sistema compuesto de cama VITA con carro elevador. • Lecho interior al marco. • Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas. • Sistema de elevación eléctrico con mecanismo de tijera. • Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0). • Mando a distancia ergonómico por cable para todas las funciones. • Fabricada con tubo de acero de 1,5 a 3 mm de espesor y secciones de 20x20, 35x35 y 20x40 mm. • Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento. • Arandelas plásticas de teflón en los giros. • Alojamiento de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero. • Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles. • Arquillo sujetacolchón en los pies. • Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su flexibilidad. • Portalamas en Polietileno. • Pintura epoxipoliéster de alta resistencia. • 4 ruedas de 100 mm; dos de ellas con freno total individual. • Altura libre de 13 cm para acceso de grúas. • Dimensiones: 90 x 190 cm. • Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 195 cm. • Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 43º / piernas -12º. • Peso máximo de usuario: 135 kg. • Peso máximo admisible: 180 kg. OPCIONES: Patas en lugar de ruedas. ACCESORIOS (no incluidos): Cabecero y Piecero Barandillas Incorporador Portasueros
MEDIDAS: 90 x 190