



# CAMA ARTICULADA GERIALINE VITA PATAS GRADUABLES EN ALTURA 190 X 90 CM

Cama articulada VITA gerialine de 4 planos. Patas graduables en altura. Cama del fabricante nacional Gerialine. Medida única 90 x 190 cm. Posibilidad de añadir barandillas, cabezal y pie...

## [Saber Más](#)

**Referencia:** 2449

**Precio:** €550.00

**Categorías:** [CAMAS ARTICULADAS](#)

## Descripción

El precio incluye transporte a "puerta calle". El montaje es muy sencillo, pero si necesita ayuda para subir y montar la cama, póngase en contacto con nosotros y elaboraremos presupuesto. Cama sanitaria eléctrica articulada de 4 planos • Patas fijas. • Lecho interior al marco. • Regulación eléctrica de los tramos tórax, muslo y piernas. • Motorización a baja tensión de seguridad, doble aislamiento y pila de emergencia (vuelta a 0). • Mando a distancia ergonómico por cable. • Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de espesor y secciones de 20x20 y 20x40 mm. • Montaje con tornillería para facilitar el mantenimiento. • Arandelas plásticas de teflón en los giros. • Alojamiento de poliamida para accesorios en las esquinas del cabecero. • Sistema de antiatrapamiento entre las partes móviles. • Arquillo sujetacolchón en los pies. • Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su flexibilidad. • Portalamas en Polietileno. • Pintura epoxipoliéster de alta resistencia. • Dimensiones: 90 x 190 cm. • Dimensiones exteriores con cabecero, piecero y barandillas: 102 x 195 cm. • Ángulos de articulación aproximados: tronco 70º / muslos 43º / piernas -12º. • Peso máximo de usuario: 135 kg. • Peso máximo admisible: 180 kg.