

## CAMA ARTICULADA MED CLASSIC CON CARRO ELEVADOR Y COLCHON COMBIFLEX DE 90X200 CM DE AYUDAS DINAMICAS



Precio real: €1,350.00

Precio en Oferta: €1,050.00

**REF:** 6217

**Clasificación:**



**Categorías de Producto:** [CAMAS ARTICULADAS](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/cama-articulada-med-classic-con-carro-elevador-y-colchon-combiflex-de-90x200-cm-de-ayudas-dinamicas/>

## Resumen del producto

Pack de cama articulada MED CLASSIC de Ayudas Dinámicas con colchón viscoelástico COMBIFLEX de 90x200 cm.

## Descripción del producto

Pack de cama articulada MED CLASSIC con colchón viscoelástico COMBIFLEX de Ayudas Dinámicas.

La cama MED CLASSIC permite la regulación electrónica de la altura de la cama, del respaldo y de las piernas. Máximo confort gracias a los cuatro planos articulados con lamas de madera. Incluye cabezal, piecera y barandillas de madera. La cama dispone de ruedas con frenos para facilitar movilización de la cama. Posibilidad de incorporar un trapezio (no incluido). Cama de fácil montaje y muy fácil de guardar. Posibilidad de montaje a domicilio, precios a consultar.

El colchón viscoelástico COMBIFLEX es ideal para prevenir la aparición de llagas en las personas encamadas durante largos periodos. Diseñado para la profilaxis de las úlceras de decúbito en pacientes con riesgo mediano o alto. Fabricado con espuma H.R. de alta densidad. La espuma viscoelástica de 80 kg/m<sup>3</sup>, con efecto memoria,

es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo. Viene con una funda impermeable y transpirable de poliuretano hipoalérgico, antibacterias y antihongos.

#### CARACTERÍSTICAS CAMA MED CLASSIC:

- Largo total: 210 cm
- Ancho total: 102 cm
- Altura regulable: 40-80 cm
- Largo somier: 200 cm
- Ancho somier: 90 cm
- Ancho plegada: 40 cm
- Peso máximo: 150kg

#### CARACTERÍSTICAS COLCHÓN COMBIFLEX:

- Ancho: 90 cm
- Largo: 200 cm
- Alto: 15 cm
- Peso máximo: 110 kg



