

## CAMINADOR DE INCORPORACION AD232



P.V.P: €58.00

**REF:** 2667

**Clasificación:** ☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

□□□

□□□

□□

□□

**Categorías de Producto:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/caminador-de-incorporacion-ad232/>

## Resumen del producto

Caminador incorporador AD232. Andador plegable de aluminio paso a paso especialmente diseñado para facilitar la incorporación de la cama, butacas... al tener dos empuñaduras a diferentes niveles a las que agarrarse para hacer fuerza al levantarse.

## Descripción del producto

Además de caminador, sirve como ayuda para incorporarse desde la posición de sentado.

peso: 2,8 kg

peso máximo soportado: 100 kg

Medidas:

AD232 □ Plegable □ ancho: 58 cm □ altura: de 78 a 90 cm

## Atributos del producto

- : N/D

- Peso: 1.0000 kg