



CAMINADOR KAMALEON CON ASIENTO DE FORTA CON BOLSA Y FUNDA DE ASIENTO VARIOS COLORES

El caminador Kamaleón de Forta con asiento incorporado es de fabricación nacional y está fabricado en aluminio. Ideal para utilizar en interiores. Plegado muy fácil y ocupando poco espacio. Viene con bolsa y funda del asiento incorporado.

[Saber Más](#)

Referencia: 7201

Precio: €101.48

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

El caminador Kamaleón de Forta de fabricación nacional es un caminador robusto y muy ligero fabricado en aluminio. Muy maniobrable por interiores. Con empuñaduras ergonómicas y graduables en altura. Plegable para su transporte o para guardarlo ocupando poco espacio. Además, una vez plegado queda sostenido de pie sin necesidad de apoyarlo en ningún sitio. Posibilidad de incorporar accesorios: ruedas basculantes, empuñaduras de goma... Colores disponibles: azul, esmeralda, coral, salmón, vainilla, pistacho y negro. Consultar disponibilidad de colores. Características: Alto: 85 a 94 cm Largo: 58 cm Ancho: 55,5 cm Ancho asiento: 43 cm Medidas asiento: 40 x 26 cm Largo plegado: 15 cm Altura asiento: 53 cm Diámetro de rueda: 15 cm Peso: 3,020 kg Peso máximo usuario: 150 kg