



# CAMINADOR NEO COMPACT ULTRALIGERO INTERIOR EXTERIOR

Caminador ultraligero con pliegue tipo paraguas Neo compact 826012. Su diseño innovador lo hace útil en interior y en recorridos cortos de exterior.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15194

**Precio:** €93.91

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Plegado extremadamente compacto. Se aguanta de pie una vez plegado. Estructura ultraligera - 2,7 kg total. El plegado en forma de paraguas lo hace muy apropiado para el uso en viajes y sus conteras en forma de patín resistentes al desgaste permiten su uso en exteriores en terrenos duros (no sería apropiado para usar en arena, barro o terrenos muy irregulares). Estructura de aluminio anodizado azul con refuerzo delantero. Equipado con 2 ruedas pequeñas de 10 cm en la parte delantera y patines en la parte trasera. Dimensiones: anchura 55 cm profundidad 49 cm altura de los puños 73 / 90 cm en 8 posiciones. Peso máximo usuario: 125 kg.