

# CAMINADOR ROLLATOR TODOTERRENO AD155 TAIMA XL



Andador rollator todo terreno TAIMA XL. Caminador para terrenos complicados con ruedas grandes neumáticas. Ideal para terrenos blandos, arena, barro, suelos irregulares o con piedras. Sus características lo hacen apropiado para grandes pesos.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2951

**Precio:** €399.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

Movilidad sin límites gracias a los rolators ligeros y de gran estabilidad fabricados por la marca alemana DIETZ con el más alto nivel de calidad. Materiales ligeros combinados con 4 grandes ruedas neumáticas de 310 mm y un diseño moderno y práctico hacen de TAIMA XL el primer y mejor rolator "all road" de Europa. Puños ergonómicos. Freno seguro y fácil de ajustar. Fácil de plegar, se aguanta de pie cuando está plegado. Incluye cesta de la compra y soporte para bastón. Peso total: 8.2 Kg Capacidad: 150 kg Anchura total: 66cm Ancho asiento: 45cm Alto asiento: 60cm Altura puños: 85 a 95cm