

CEFAR COMPEX REHAB X2 ELECTROESTIMULADOR REHABILITACION

Electroestimulador Cefar- Compex REHAB X2 especialmente indicado para el alivio del dolor y para acelerar la recuperación de lesiones. Ofrece 30 programas (27 predefinidos y 3 personalizables). Incluye 2 bolsas de 4 electrodos.

[Saber Más](#)

Referencia: 4348

Precio: €199.00

Categorías: [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)



Descripción

Electroestimulador Cefar - Compex REHAB X2 En caso de comprarlo en nuestro local, podemos organizar una sesión formativa con un fisioterapeuta especializado para obtener el máximo rendimiento de este electroestimulador. **CARACTERÍSTICAS:** Cuenta con varios programas de alivio del dolor, programas de rehabilitación para tratamientos de rehabilitación neurológica o ortopédica, programas de fuerza con programas de reposo activo, calentamiento, recuperación y masaje. Pantalla con retroiluminación Función de pausa y bloqueo del programa Temporizador y bloqueo de teclas. Programable: permite crear y guardar programas personalizados **Garantía:** 2 años de garantía **Características técnicas:** Número de canales: 2 Número de programas: 27 predefinidos, 3 programables **Corriente constante:** Hasta una resistencia de Máx. 1.000 ohmios/canal **Amplitud máxima:** 99,5 mA **Incrementos de intensidad:** Mínimo 0,5 mA **Duración/amplitud de pulso máximo:** 400 μ s **Frecuencia:** 1-120 Hz **Fuente de alimentación:** 2x1,5 V AA **Dimensiones:** 120 x 30 x 50 mm **Peso:** 180 g, batería incluida **Clase de seguridad eléctrica:** Clase II, Tipo BF **Pruebas de seguridad:** IEC 60601-1, IEC 60101-1-2