

## CEFAR COMPEX REHAB X2 ELECTROESTIMULADOR REHABILITACION



Precio real: €266.26

Precio en Oferta: €159.00

**REF:** 4348

**Clasificación:**

□□□

□□

□□

**Categorías de Producto:** [ELECTROTERAPIA / COMPEX](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/cefar-compex-electroestimulador-rehab-x2/>

## Resumen del producto

Electroestimulador Cefar- Compex REHAB X2 especialmente indicado para el alivio del dolor y para acelerar la recuperación de lesiones. Ofrece 30 programas (27 predefinidos y 3 personalizables). Incluye 2 bolsas de 4 electrodos.

## Descripción del producto

Electroestimulador Cefar - Compex REHAB X2

En caso de comprarlo en nuestro local, podemos organizar una sesión formativa con un fisioterapeuta especializado para obtener el máximo rendimiento de este electroestimulador.

### CARACTERÍSTICAS:

Cuenta con varios programas de alivio del dolor, programas de rehabilitación para tratamientos de rehabilitación neurológica o ortopédica, programas de fuerza con programas de reposo activo, calentamiento, recuperación y masaje.

Pantalla con retroiluminación

Función de pausa y bloqueo del programa

Temporizador y bloqueo de teclas.

Programable: permite crear y guardar programas personalizados

Garantía: 2 años de garantía

Características técnicas:

Número de canales: 2

Número de programas: 27 predefinidos, 3 programables

Corriente constante: Hasta una resistencia de Máx. 1.000 ohmios/canal

Amplitud máxima: 99,5 mA

Incrementos de intensidad: Mínimo 0,5 mA

Duración/amplitud de pulso máximo: 400  $\mu$ s

Frecuencia: 1-120 Hz

Fuente de alimentación: 2x1,5 V AA

Dimensiones: 120 x 30 x 50 mm

Peso: 180 g, batería incluida

Clase de seguridad eléctrica: Clase II, Tipo BF

Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2