



CODERA EPICONDILITIS CODISIL 9301 NEGRA VARIAS TALLAS

Codera para epicondilitis codisil 9301 negra. Codera elástica de gama alta para epicondilitis. Buen ajuste gracias a sus 7 tallas disponibles. Injertos de silicona con forma anatómica para apicondilitis (codo de tenista)

[Saber Más](#)

Referencia: 2219

Precio: €42.50

Categorías: [ORTESIS DE CODO](#)

Descripción

Efectos:La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar tensiones. Las almohadillas redistribuyen la compresión del vendaje desde los epicóndilos prominentes hacia las partes blandas de su alrededor

Indicaciones:Epicondilopatías (p.e. codo de tenis, codo de golf), artrosis y artritis, estados de irritación post-operatorios y post-traumáticos, tendomiopatía, epicondilitis, prevención de lesiones deportivas y laborales. tallas: medir contorno del antebrazo a 12 cm de distancia del codo. 1: 17-19 cm 2: 19-21 cm 3: 21-23 cm 4: 23-25 cm 5: 25-27 cm 6: 27-29 cm 7: 29-31 cm