

# COLCHON COMPRESOR ANTIESCARAS LIRA PLUS AD998



El colchón Lira Plus es un sistema que previene y trata úlceras por presión. El sistema se compone de un compresor y un colchón dinámico de tubos de 11 cm de alto. Especialmente recomendado para pacientes encamados durante largos periodos de tiempo.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8415

**Precio:** €198.00

**Categorías:** [COLCHONES](#)

## Descripción

El colchón Lira Plus es un sistema que previene y trata las úlceras por presión, gracias a la alternancia de las presiones se evita una compresión vascular prolongada. El sistema se compone de compresor y colchón dinámico de tubos de 11 cm de alto, alternante con un ciclo de 6 minutos. Está especialmente indicado para personas encamadas durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de medio a elevado. El colchón viene equipado con una válvula de desinflado rápido para usarlo en casos de emergencia. Características del colchón: - Máximo peso de usuario: 130kg - Dimensiones: 195 x 90 x 11 cm - Materiales: Nylon/ PVC - Funda impermeable de Poliuretano Características del compresor: - Presión regulable: 40-70 mm Hg - Caudal: 8 litros/ minuto - Ciclo: 6 minutos - Dimensiones: 12 x 26 x 8 cm