

# Ortopèdia Premià

## CONCHON VISCOELASTICO PREVENTIVO ULCERAS SANITIFOAM T30 B 190 x 80 x 17 cm

FABRICADO EN ESPAÑA



<b>LATEX FREE</b> 100% Latex Free	<b>Núcleo</b> Core Height 13	<b>Visco</b> Visco Thickness 4	<b>130Kg</b> Max. Weight
<b>Open Cell System</b>	<b>Adaptable</b>	<b>30 Kg/m³</b> PU Density	<b>50 Kg/m³</b> White Visco Density

**SANITIFOAM® T30 B**  
CQFPREVENT



<b>Transpirable</b>	<b>Antialérgica</b>	<b>Desinfectable y esterilizable</b>	<b>Lavable</b>
<b>Funda Bielástica</b>	<b>Impermeable</b>		

**Funda**

P.V.P: €335.00

REF: 2305

Clasificación: □□

□□□

□□□

□□□

□□□

□□□

□□

□□

**Categorías de Producto:** [COLCHONES](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/conchon-viscoelastico-preventivo-ulceras-sanitifoam-t30-b-190-x-80-x-17-cm/>

## Resumen del producto

Colchón viscoelástico antiescaras para pacientes con riesgo moderado de formación de escaras o úlceras de presión. Para pacientes de entre 30 y 130 kg.  
190 x 80 x 17 cm

## Descripción del producto

SANITIFOAM T30 es una Superficie Especial para el Manejo de la Presión con un diseño de plataformas en forma de T distribuidas por todo el núcleo de 13 cm del colchón que gracias a su vaciado se mueven repartiendo el peso del paciente de manera equilibrada. La parte superior de espuma viscoelástica consigue total adaptación a la forma del cuerpo repartiendo el peso en una mayor superficie y disminuyendo así las presiones ejercidas sobre la piel, previniendo la aparición de úlceras por presión.

Incluye funda transpirable e impermeable de poliuretano.

dos medidas disponibles:

190 x 80 x 17 cm

190 x 90 x 17 cm