

## CONCHON VISCOELASTICO PREVENTIVO ULCERAS SANITIFOAM T30 B 190 x 80 x 17 cm



P.V.P: 335.00€

REF: 2305

Categorías de Producto: [COLCHONES](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/conchon-viscoelastico-preventivo-ulceras-sanitifoam-t30-b-190-x-80-x-17-cm/>

Resumen del producto

Colchón viscoelástico antiescaras para pacientes con riesgo moderado de

formación de escaras o úlceras de presión. Para pacientes de entre 30 y 130 kg.  
190 x 80 x 17 cm

## Descripción del producto

SANITIFOAM T30 es una Superficie Especial para el Manejo de la Presión con un diseño de plataformas en forma de T distribuidas por todo el núcleo de 13 cm del colchón que gracias a su vaciado se mueven repartiendo el peso del paciente de manera equilibrada. La parte superior de espuma viscoelástica consigue total adaptación a la forma del cuerpo repartiendo el peso en una mayor superficie y disminuyendo así las presiones ejercidas sobre la piel, previniendo la aparición de úlceras por presión.

Incluye funda transpirable e impermeable de poliuretano.

dos medidas disponibles:

190 x 80 x 17 cm

190 x 90 x 17 cm