

ESTABILIZADOR DE TOBILLO BIVALVO VALTEC EST085



P.V.P: €45.00

REF: 4558

Clasificación: ☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

□□□

□□□

□□

□□

Categorías de Producto: [ORTESIS DE PIE Y TOBILLO](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/estabilizador-de-tobillo-bivalvo-valtec-est085/>

Variantes de productos

- ESTABILIZADOR DE TOBILLO BIVALVO VALTEC EST085 - 1 ()
- ESTABILIZADOR DE TOBILLO BIVALVO VALTEC EST085 - 2 ()

Resumen del producto

Estabilizador de tobillo bivalvo. Ideal tras la inmovilización para iniciar entrenamiento y recuperación.

Descripción del producto

Ortesis bivalva de tobillo, en termoplástico rígido, provista de almohadilla interior en / espuma/ foam con memoria. Dispone de un sistema de regulación en tobillo y de un cierre de velcro, para estabilización e inmovilización medio lateral de la articulación tibio tarsiana. Incluye 2 almohadillas en la zona posterior de cada cincha para evitar rozaduras medidas:

talla 1: calzado 36 o inferior

talla 2: calzado 37 o superior.

Indicaciones: Esguince de tobillo. Tendinitis. Postoperatorio de ligamentos del tobillo. Como profilaxis en las alteraciones estáticas del pie, especialmente en la práctica deportiva. Especialmente indicado en esguinces del deltoide, unido a un esguince del ligamento anterior talo fibular, los cuales requieren de mayor tiempo para curarse.

Atributos del producto

- : N/D
- Peso: 1.0000 kg
- TALLA: 1, 2