

# ESTABILIZADOR DE TOBILLO TOBIPLUS EST90 TALLA

Estabilizador de tobillo tobiplus est90 Orliman, con cinchas inelásticas. Para usar tras lesiones de tobillo y para la práctica deportiva. Su diseño permite una correcta flexión de la articulación y un buen control de los movimientos laterales.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2119

**Precio:** €49.00

**Categorías:** [ORTESIS DE PIE Y TOBILLO](#)



## Descripción

Ortesis estabilizador de tobillo confeccionado, en tejido de velour foam de alta resistencia con forro interior (POROMAX®) y tratamiento antibacterias (THERMYTEX), transpirable, provista de refuerzos mediales y laterales. Ajuste por medio de cordonerías, sistema de regulación por tracción y fijación en microgancho. El control de la estabilización medio-lateral se realiza gracias a las cinchas mediolaterales que realizando la función de “taping” proporcionan el control de los movimientos de eversión/inversión. La fijación final se realiza mediante la banda elástica supramaleolar con cierre en microgancho. Tallas: (contorno tobillo) S: 17-20 cm M: 20-25 cm L: 25-30 cm