

## ETAC TURNER DISCO GIRATORIO CON SOPORTE Y APOYO DE RODILLAS 16090104



P.V.P: €395.00

**REF:** 2527

**Clasificación:**

□□□

□□□

□□□

□□

□□

**Categorías de Producto:** [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/etac-turner-disco-giratorio-con-soporte-y-apoyo-de-rodillas-16090104/>

## Resumen del producto

Disco giratorio con soporte ETAC TURNER. Permite la transferencia de forma fácil y segura de silla a silla o de cama a silla. Confortable y seguro. Muy apropiado para residencias o para transferencias habituales.

## Descripción del producto

Disco giratorio con soporte Etac Turner

Referencia: 16090104

Disco giratorio con soporte y apoyo de rodillas para agarrarse y ayudar a levantar de la silla, realizando la transferencia a otro asiento sin esfuerzo.

Ofrece seguridad tanto para el usuario como para el cuidador. La transferencia de personas de un lugar a otro provoca una sensación de inseguridad e inestabilidad en el usuario, haciendo que el cuidador adopte una postura incorrecta que el uso del Turner evita, reduciendo así el riesgo de caídas y ayudando a que el cuidador trabaje de una manera ergonómicamente correcta.

Recomendado para personas que puedan soportar adecuadamente su peso y mantenerse de pie con apoyo.

Material: Tubo de acero con pintura en polvo.

La altura del asa y el refuerzo de las rodillas se pueden ajustar.

Las ruedecillas se deslizan fácilmente en cualquier superficie y hacen que el Turner sea fácil de desplazar cuando no se utilice.

Se pliega mediante una función de desmontaje abatible que permite su fácil guardado y transporte.

Características técnicas:

Peso 15,8 kg.

Dimensiones:

Altura asa: 78 - 125 cm

Diámetro reposapiés: 41 cm

Peso máximo usuario: 150 kg.

