

# GRUA DE BIPEDESTACION COMPACTA WAY UP BLUE CON ARNES AD899



Grúa compacta de bipedestación con arnés mediano WAY UP BLUE de Ayudas Dinámicas diseñada para uso domiciliario muy fácil de manejar.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6221

**Precio:** €1,250.00

**Categorías:** [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

## Descripción

Grúa de bipedestación y traslado de dimensiones reducidas, diseñada para uso domiciliario. De fácil manejo y muy versátil. Permite la higiene y el cambio de pañales, sin olvidar la facilidad de realizar transferencias de la cama a la silla o al WC. Es posible realizar las transferencias en posición sentado en caso de pacientes con menos tono muscular o con menos estabilidad. La elevación del paciente se realiza desde las lumbares, evitando la presión en las axilas. Ideal para uso domiciliario por ser compacta y de gran maniobrabilidad, con un peso de tan sólo 29 kg. Adecuada para espacios reducidos. Incluido arnés de transferencia. CARACTERISTICAS: - Incluye arnés mediano - Peso máximo: 150 kg - Ancho total: 60 cm - Fondo: 85 cm - Alto total: 97 cm