



GRUA DE BIPEDESTACION WAY UP CON ARNÉS

Grúa de bipedestación Way Up Blue es una grúa muy compacta. Apta para espacios muy reducidos. Arnés incluido.

[Saber Más](#)

Referencia: 4345

Precio: €1,690.00

Categorías: [GRUAS ELEVADORAS Y DE BIPEDESTACION](#)

Descripción

Grúa de bipedestación con opciones avanzada: - supercompacta - Con plataforma ajustable para los pies
MEDIDAS: Ancho total: 57 cm Fondo total: 85 cm Altura: 104 cm Peso máximo soportado: 150 kg Peso total: 28 kg
a escoger en el momento de hacer el pedido: - Arnés comfortable con varias tallas: medir contorno tórax en cm.
talla 1: 90-115 cm talla 2: 115-140 cm talla 3: 140 - 165 cm