

## MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF



P.V.P: €25.90

**REF:** 6673

**Clasificación:**

**Categorías de Producto:** [MEDIAS Y CALCETINES DE COMPRESIÓN](#)

**Página del producto:**

<https://www.ortopediapremia.com/shop/media-corta-ad-jobst-relief-talla/>

## Variantes de productos

- MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF - S, CCL2 ()
- MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF - M, CCL2 ()
- MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF - L, CCL2 ()
- MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF - XL, CCL2 ()

## Resumen del producto

Las medias cortas de compresiónJOBST Relief proporcionan una compresión media para el tratamiento de varices, postoperatorios, edemas moderados entre otros. Buena relación/calidad precio para tratamientos circulatorios con problemas moderados.

## Descripción del producto

Las medias cortas hasta la rodilla de compresión JOBST Relief estan diseñadas para dar una compresión adecuada para el tratamiento postoperatorio de varices o em casos de piernas cansadas y doloridas. Gran confort en su uso diario debido a su estructura de hilado en 3D. Realizado con materiales elásticos y de buena calidad. El talón está reforzado para proporcionar una gran duriabilidad al producto.

Las medias de compresión JOBST Relief de Clase 2 (CCL2) están indicadas para los siguientes tratamientos:

- Varicosis moderadas a severas
- Postoperatorio

- Edema moderado
- Post-escleroterapia
- Varices moderadas durante embarazo
- Tromboflebitis superficial

El modelo es de color beige y con la puntera abierta. Las medias de compresión se deberían poner al levantarse por la mañana y quitárselas por la noche antes de ir a dormir. Es importante escoger correctamente la talla de las medias para que el tratamiento sea el adecuado. Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado. Para las medias cortas tendremos que medir el perímetro del tobillo/ perímetro de la pantorrilla en cm.

S: 18-21 cm/ 28-38 cm

M: 21-29 cm/ 30-42 cm

L: 25-29 cm/ 32-46 cm

XL: 29-33 cm/ 34-50 cm

## Atributos del producto

- : N/D
- Peso: 1.0000 kg
- COMPRESION: CCL2
- TALLA: S, M, L, XL