

MESITA AUXILIAR PARA CAMA CON DOBLE TABLERO AYUDAS AD681

Mesita auxiliar ideal para colocar junto a la cama AD681. Permite comer o leer en la cama. Sus dos planos evitan derrames involuntarios.

Saber Más

Refencia: 4826 **Precio:** €105.00

Categorías: MESITAS AUXILIARES

Descripción

Mesita con el plano mayor basculante hasta 90° en ambas direcciones, y el pequeño, fijo. Borde externo para evitar la caída de los objetos. mesita fija: 20x38 cm mesa basculante: 60 x 38 cm Altura graduable: 70 -110 cm Altura patas: 8,5 cm