

MOTOR AUXILIAR PLEGABLE E-IMPULSE R20 SUNRISE+ SILLA DE RUEDAS BREEZY PREMIUM



P.V.P: €1,490.00

REF: 6222

Clasificación:

Categorías de Producto: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/motor-auxiliar-plegable-e-impulse-r20-sunrise-silla-de-ruedas-breezy-premium/>

Resumen del producto

Silla de ruedas Breezy Premium con motor auxiliar plegable E-IMPULSE de Sunrise. Se trata del primer motor a propulsión plegable del mercado y con tan solo 4,5 kg de peso total. Ideal para facilitar el empuje de una silla de ruedas por el acompañante.

Descripción del producto

La silla Breezy Premium es una de las sillas de ruedas plegables más robustas del mercado, con una estructura resistente y de gran calidad. Es ajustable y con gran variedad de modelos para que selecciones el que mejor se adapta a tus necesidades.

El motor auxiliar E-IMPULSE R20 ayuda a los acompañantes y permite a los usuarios autopropulsar su silla sin tener que retirar el dispositivo, lo que proporciona una mayor independencia. Este dispositivo combina una función única en el mercado de plegado, con un peso total de 4,5 kg (batería incluida) y muy fácil de transportar. Este dispositivo es compatible con la gran mayoría de las sillas de ruedas manuales del mercado. Precio a consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOTOR E-IMPULSE:

Anchura de asiento: Para sillas de 32 a 60 cm de anchura

Velocidad: 3 velocidades (2, 3.7 y 5 km/h)

Autonomía máxima: 15 km

Baterías: Litio-Ion de 5.8 Ah / 36 V (209 Wh)

Pendiente máxima: 10° / 18%

Bordillos máx: 5 cm

Peso (sin batería): 3 kg (rueda motorizada)

Electrónica: Cargador 100-240 V AC: 36 V & 1.35 A

Peso de transporte: Máx. 4.5 kg (peso total de transporte: rueda motorizada + batería)

Peso total: 3 kg la rueda motorizada / 1,4 kg la batería

Peso máx usuario: 190 kg (usuario + silla)



