

MULETA DE RODILLA IWALK SIN MANOS



P.V.P: €169.00

REF: 6616

Clasificación:

Categorías de Producto: [BASTONES Y MULETAS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/muleta-de-rodilla-iwalk-sin-manos/>

Resumen del producto

Muleta IWALK para la rodilla. Pensada para substituir a las muletas convencionales o los rollators de rodilla después de una operación de pie o tobillo. Indicada para aquellos pacientes que pueden flexionar la rodilla pero no pueden apoyar el pie.

Descripción del producto

La muleta IWALK permite una cómoda movilidad al usuario que ha sufrido una operación de pie o tobillo ya que aparece como producto substituto de las muletas convencionales o los rollators de rodilla. Deja las manos completamente libres para que puedas seguir realizando tus actividades diarias. Permite la adaptación a distintas anatomías. Esta pensado para personas que antes de la lesión podían caminar sin dificultad y subir escaleras sin usar un pasamanos para mantener el equilibrio, al mismo tiempo que pueden doblar la pierna lesionada 90 grados en la rodilla.

IWALK le funcionará si:

-Se compromete a ver y seguir las instrucciones de ajuste y uso ANTES de su primer uso.

-Usted medianamente tiene fuerza y

equilibrio.

-Podría caminar sin limitaciones antes de su lesión o condición.

-Su pierna no lesionada no tiene limitaciones de movilidad (ejemplo: rodilla artrítica).

-Su lesión o condición está debajo de la rodilla.

-Puede arrodillarse en un taburete o silla durante un minuto sin dolor ni molestia.

-Su pierna lesionada puede doblarse 90 grados en la rodilla.

- Estás motivado para tener una rehabilitación sin manos y sin dolor.
 - Mide entre 1,25 y 2 metros de altura.
 - Usted pesa menos de 125 kilos.
- Para cualquier otra duda podéis contactar con nosotros.

Atributos del producto

- : N/D
- Peso: 1.0000 kg

