

# MUÑEQUERA INMOVILIZADORA PEDIATRICA DERECHA OP 1152 ORLIMAN

Muñequera inmovilizadora con férula infantil mano derecha. Tallas para niños de 2 hasta 12 años.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 192

**Precio:** €22.50

**Categorías:** [ORTESIS INFANTILES](#)



## Descripción

Muñequera férula pediátrica confeccionada en su parte interior con panel y en la exterior con velour, transpirable. Incluye una pletina palmar de aluminio maleable que inmoviliza la articulación de la muñeca en posición funcional y otra situada en la parte dorsal, que confiere a la férula la suficiente rigidez. Indicaciones: Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica. Tratamiento conservador después de cirugía o lesiones. Tallas: TALLA 1: Edad de 2 a 6 años. Perímetro de la muñeca de 10 a 12 cm. TALLA 2: Edad de 6 a 12 años. Perímetro de la muñeca de 12 a 15 cm.