



MUÑEQUERA MANUTEC FERULA PALMAR/DORSAL 4º Y 5º METACARPIANOS MF-D95

Ortesis de muñeca para estabilización de 4º y 5º metacarpiano MF-D95 orliman. DERECHA

[Saber Más](#)

Referencia: 4698

Precio: €45.00

Categorías: [ORTESIS MANO Y MUÑECA](#)

Descripción

Muñequera confeccionada con una base textil transpirable y una capa de algodón que está en contacto con la piel permitiendo el libre movimiento de los dedos. Las férulas palmar y dorsal son de aluminio maleable, para una sujeción de la muñeca y dedos más independiente, según los ángulos deseados. De fácil colocación a través del tejido elástico dorsal y sistema de cierre; las cinchas de microgancho son recortables, las cuáles incorporan hebillas anti-torsión. Modelos disponibles: MF-D95: Derecha Talla: perímetro muñeca en cm talla 1: 14-16 talla 2: 16-18 talla 3: 18-20