

ORUGA SUBE ESCALERAS 1767CM PARA SILLAS DE RUEDAS



P.V.P: €3,890.00

REF: 2184

Clasificación: ☐☐

☐☐☐

☐☐☐

□□□

□□□

□□□

□□

□□

Categorías de Producto: [SALVAESCALERAS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/oruga-sube-escaleras-1767cm-para-sillas-d-e-ruedas/>

Resumen del producto

Oruga sube escaleras 1767CM. Permite subir escaleras con silla de ruedas o sin ella sin esfuerzo. Se puede usar con su propio sistema de respaldo o con una silla de ruedas acoplada. Posible subvención mediante ayudas PUA generalitat. Fácil de usar.

Descripción del producto

Antes de comprar una oruga, un técnico debería visitar el espacio en el que se tenga que usar para asegurar que se pueda usar con seguridad; por esto este artículo no admite la venta directa online.

CARACTERÍSTICAS

- + Fácil de maniobrar: facilita los giros y los movimientos.
- + Fácil de usar en escaleras estrechas, movimiento en forma de U.
- + Ajuste de ángulo de reclinado del asiento automático y manual.
- + Buena estabilidad: goma antideslizante que ofrece al usuario una mayor estabilidad en la subida/bajada.
- + Fácil colocación de la silla para garantizar la seguridad.
- + Frenos electromagnéticos: sistema de freno automático.
- + permite usar con o sin la silla del paciente.

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- + Peso soportado 130 kg.
- + Angulo maximo 35o.
- + Velocidad de subida +/-16 escalones (5m) por minuto.
- + Velocidad de subida +/-26 escalones (8m) por minuto.
- + Tiempo de Carga 30 min.
- + Dimensiones: 1040 x 640 x1050 mm L*A*H.
- + Peso: 70 kg.



