



PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA MOLIFT RAISER 16090204

Plataforma para transferencia de pacientes MOLIFT RAISER. Sistema manual que permite la incorporación y traslado de pacientes con movilidad reducida silla - silla, silla-wc, silla-cama... Plataforma sin sistemas electrónicos, fácil mantenimiento.

[Saber Más](#)

Referencia: 2528

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [AYUDAS PARA TRANSFERENCIAS](#)

Descripción

Plataforma única en el mercado para transferencia de posición sentado-sentado de forma rápida y fácil, estimulando la actividad del usuario. También permite trasladar al usuario porque éste conserva su posición erguida. Pensada para las transferencias de corta distancia, desde/hacia la cama / silla / WC. Está diseñada para proporcionar una transferencia activa y segura del usuario al mismo tiempo que en las mejores condiciones ergonómicas posibles para el cuidador. El diseño de la plataforma permite acercarse fácilmente a las sillas para alcanzar los pies del usuario. La plataforma de apoyo tiene una superficie ligeramente rugosa y antideslizante. Además, tiene muy poca altura, con lo que facilita al usuario la colocación de los pies encima. El soporte de piernas entero se ajusta fácilmente con una sola mano. Su acolchado proporciona más estabilidad y la forma del manillar ofrece muchas posibilidades para sujetarse. El freno de pie bloquea ambas ruedas con cualquiera de los dos pedales. Las cintas de seguridad en sus diferentes variantes permiten que el usuario se sienta seguro a lo largo de toda la transferencia. Es estable y permite un giro con poco espacio que hace que sea fácil de maniobrar, por lo que es una plataforma ideal para casa o los centros en los que los espacios son reducidos. Peso máximo usuario 150 kg. Características técnicas: Peso total 14,2 kg. Materiales: acero, plástico, aluminio, TPR. Diseño sueco. EXISTEN ACCESORIOS PARA FACILITAR SU USO, recomendamos nos contacten para valorar las mejores opciones.