



RODILLERA ENVOLVENTE C FLEJES -U- 6119 BEIGE ORLIMAN

Rodillera acolchada envolvente talla única. Con rodete rotuliano y flejes laterales. Muy recomendable para personas con movilidad reducida o con formas peculiares en el muslo y la articulación. Puede ponerse por encima de la ropa.

[Saber Más](#)

Referencia: 191

Precio: €35.50

Categorías: [ORTESIS DE RODILLA](#)

Descripción

También disponible en color negro (ver imagen) ref 7119. Rodillera textil en material tricapa elástico transpirable. Confeccionada en velour elástico (zona rodilla) y tejido elástico (zona cinchas). Formada por 3 capas que se dividen en un tejido elástico a base de microfibras, espuma de poliuretano y rizo de algodón, lo que facilita una rápida dispersión del sudor, una mayor elasticidad y una mejor adaptación, con puntos de silicona en su interior para evitar la migración de la ortésis. Rótula abierta que incluye rodete rotuliano, flejes medio-laterales y abertura en la zona poplíteica. Efectos: Compresión, soporte y estabilidad. Indicaciones: Estabilización durante la realización de actividades deportivas o situaciones de esfuerzo. Pacientes que por su especial morfología requieren una rápida y fácil colocación. Altura total: 28 cm