



ROLLATOR DE ALUMINIO COMPACTO TAIMA S-GT AD 175

Caminador de fabricación alemana compacto y resistente. Ideal para personas pequeñas (menos de 1,6 m de altura y cadera estrecha)

[Saber Más](#)

Referencia: 7894

Precio: €210.00

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Caminador innovador, muy resistente y bien diseñado. rolator alemán de última generación, con un look moderno, es sorprendentemente ligero. Se conduce y maniobra con una estabilidad óptima tanto por interiores como por la calle, incluso por pasos estrechos. TAIMA es además plegable y se mantiene de pie cuando está plegado. Incluye cesta de la compra y soporte para bastón. peso total 6,4 kg capacidad de carga 150 kg Ancho total 58 cm Ancho Asiento 39 cm Puños graduables 76-86 cm