



# ROLLATOR DE ALUMINIO NOVA AD151 AYUDAS

Caminador de exterior nova AD151 de aluminio con freno de mano.  
Caminador robusto con grandes ruedas apropiado para uso intensivo.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8535

**Precio:** €139.00

**Categorías:** [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

## Descripción

El caminador AD151 es un caminador bien diseñado y con buenos acabados. (ruedas grandes de calidad, mecanismo de freno suave y construcción robusta. Tiene una serie de detalles que lo diferencian de otros modelos similares del mercado: Peso: sólo 7,7 Kg. Frenos diseñados para su utilización aún con movilidad limitada en las manos Los frenos también se bloquean para poderse sentar con seguridad Posee una cesta de lona bajo el asiento así como un soporte para bastones Ruedas de 200 mm. de diámetro para facilitar la marcha Asiento: alto: 55 cm., ancho: 36 cm., fondo: 33 cm. Ancho total: 64 cm. Peso máximo usuario: 100 kg