

ROLLATOR DE ALUMINIO ROLER AD160 FRENO PRESION



P.V.P: €98.00

REF: 4561

Clasificación: ☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

□□□

□□□

□□

□□

Categorías de Producto: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Página del producto:

<https://www.ortopediapremia.com/shop/rollator-de-aluminio-roler-ad160-freno-presion/>

Resumen del producto

Caminador rollator con freno por presión, asiento, cesta y ruedas delanteras giratorias. Ligero y con buenos acabados AD160 ROLER. Freno por presión (frena al apoyarse con firmaza)

Descripción del producto

Andador rolator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio. Fácil de plegar y guardar. Freno por presión en los puños. Incorpora un cómodo asiento acolchado de 30 x 30cm y una cesta porta objetos.

peso total: 5 kg

capacidad: 90 kg

Ancho total 58 cm

Atributos del producto

- : N/D

- Peso: 2.0000 kg