

ROLLATOR DE ALUMINIO TAIMA DE AYUDAS M ECO AD172

Caminador plegable taima M eco.Caminado de exterior compacto y conmuy buenos acabados.

Saber Más

Refencia: 7655

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: CAMINADORES Y ROLLATORS

Descripción

Lo último en movilidad, es el rolator alemán de última generación, con un look moderno, es ligero. Se conduce y maniobra con una estabilidad óptima tanto por interiores como por la calle. TAiMA M-ECO es además plegable (ancho plegado de 23 cm.) y se mantiene de pie cuando está plegado. Incluye cesta de la compra y soporte para bastón. Peso total 7,8 kg Capacidad 150 kg Ancho total 63 cm Ancho de asiento 45 cm Alto asiento 59 cm Altura graduable 79-95 cm