



SCOOTER GOGO 3 RUEDAS BATERIAS 12 AH

Scooter compacto gogo 3 ruedas. Scooter compacto y fiable de AD.

[Saber Más](#)

Referencia: 1144

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SCOOTERS](#)

Descripción

MEDIDAS: * velocidad y autonomía variable en función de peso, terreno... Modelo: GOGO3-12 Longitud total: 93 cm Ancho total: 49 cm Potencia motor: 270 W Velocidad máxima: 6,5 km/h* Autonomía: 16 km* Peso total: 43 kg Peso máximo: 125 kg