



## SILLA DE DUCHA CON RUEDAS AD542 ECO DUCHA Y WC

Silla de ducha y WC económica AD542. Se trata de una silla sencilla y económica apropiada para usar sobre el wc o dentro de la ducha. Fabricada en materiales resistentes al agua y a la corrosión.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3065

**Precio:** €155.00

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS DE DUCHA](#)

### Descripción

Se puede colocar directamente sobre el inodoro. Gira sobre si misma gracias a sus 4 ruedas orientables. Medidas: Peso total: 7 kg Peso máximo: 100 kg Fabricada en aluminio Ancho total: 58 cm Fondo total: 64 cm Ancho de asiento 40 cm