



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA KARMA ERGO TRAVELER DESMONTABLE

Silla de ruedas eléctrica confortable ERGO TRAVELER y robusta. Desmontable para facilitar su transporte. Destaca por su comodidad y buen diseño. Sistema para mando de acompañante opcional.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 5636

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Silla de ruedas Karma ergo traveler desmontable. Estructura de asiento con forma curva y muy acolchado para un óptimo confort. A destacar: - Se desmonta con facilidad sin herramientas para facilitar su transporte en tres partes. - Sistema opcional para ser conducida con facilidad por el acompañante. - Compacta: radio de giro reducido: apropiada para ascensores pequeños... Características: Anchura total: 62 cm Ancho asiento: 44 cm Profundidad de asiento 43 cm Altura delantera asiento: 54 cm Altura respaldo: 48 cm Radio de giro: 75 cm Máxima pendiente: 8º Altura máxima bordillo: 3 cm Velocidad máxima 6 km/h Autonomía máxima teórica: 28 km Baterías: 22 Ah gel Peso máximo usuario: 120 kg Peso total: 50 kg con baterías. (al desmontarse en tres partes, resulta sencilla de transportar)