



SILLA DE RUEDAS ELECTRICA KITTOS MAGNESIUM BATERIA

Silla de ruedas eléctrica ultraligera de magnesio

[Saber Más](#)

Refencia: 17059

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

La Kittos Magnesium, fabricada en magnesio, sorprende con su peso de tan solo 16,9 kg (sin batería). Esta silla, destaca por su diseño compacto, su peso ultraligero y sus acabados de alta calidad. Medidas La Kittos Magnesium tiene un ancho de 58 cm, una profundidad sin reposapiés de 76 cm y una altura de 96 cm. Motor y velocidad Cuenta con dos motores de 250W que permite alcanzar una velocidad máxima de 6 km/h. Batería y autonomía Dispone de una batería de 12 Ah o 20 Ah, la última ofrece una autonomía de 20 a 25 km. Peso Tiene un peso de tan solo 16,90 kg (sin batería) y tiene una capacidad de carga máxima de 136 kg.