



SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE BAT LITIO R650

Silla eléctrica plegable super ligera de aluminio. Solo 17 kg de peso.

[Saber Más](#)

Referencia: 16993

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Ligera, compacta y potente. La R650 pesa solo 17 kg, lo que la convierte en una de las sillas eléctricas más ligeras del mercado. Ideal para viajar, subirla al coche o guardarla sin esfuerzo. Gracias a sus dos motores de 180 W, batería de litio de 10Ah con hasta 15 km de autonomía y un sistema de plegado rápido, ofrece libertad total en cualquier entorno. Súper estrecha (56 cm), cabe por casi cualquier puerta y se adapta perfectamente a espacios pequeños.