



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE LEVEL 2 TALLA

Silla de ruedas plegable con baterías de litio level 2. Disponible en tres tallas: 43,45 y 48 cm de anchura de asiento. Permite el uso de cojines antiescaras y un correcto posicionamiento con sus reposapiés ajustables.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15436

**Precio:** €2,090.00

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Silla de ruedas eléctrica plegable con batería de Litio de 20 Ah. Muy ligera, fabricada en aluminio, que con dos potentes motores de 200 W cada uno, ofrece una generosa autonomía para este tipo de sillas electrónicas de hasta 20 km. Plegable sin necesidad de desmontar la batería y con respaldo abatible, LEVEL es fácil de cargar en un maletero. Cuenta con un cómodo respaldo acolchado con tensores ajustables para adaptarse a las necesidades individuales y unos reposabrazos de altura graduable para obtener una óptima postura independientemente del cojín utilizado. CARACTERÍSTICAS: Capacidad de carga: 120 kg Autonomía teórica: 20 km Material: Aluminio Motores: 200 W Mando tipo joystick escamoteable Pendiente máxima 10º Ancho total: asiento 43 cm: 61 cm asiento 45 cm: 63 cm asiento 48 cm: 65 cm peso total: 29 kg velocidad máxima 8 km/h