



SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE ZINGER JOYTEC CON JOYSTICK

Silla de ruedas eléctrica plegable y ligera. Control mediante joystick. Plegado fácil y poco peso (21 kg en total)

[Saber Más](#)

Referencia: 5001

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Nueva silla con el diseño de la silla zinger, pero con conducción mediante joystick. 21 kg de peso en total. Muy fácil de plegar y transportar. Ideal para viajes, traslados en coche, necesidad de espacio de almacenaje, ascensores pequeños... Características básicas: Colores disponibles: negro, azul, verde, gris Peso total neto 21 kgs (Incluyendo la batería) Dimensiones abierta 825 x 638 x 910mm (Largo x Ancho x Altura) Dimensiones plegado 1125 x 638 x 314mm (Largo x Ancho x Altura) Altura asiento 485mm Dimensiones asiento 330 x 420 MM (Largo x Ancho x Altura) Peso máximo usuario 120 KGS Autonomía máxima 16 KM Velocidad 0-6km/h Inclinación rampa máxima 12° Radio de giro 740mm Motor Brushless DC 24V ,200W x 2 Sistema de frenado Freno electromagnético Sistema de dirección Joy stick Batería DC24V, 10,5 AH ION LITIO Cargador 24V2A Tiempo de carga 4.5 Hour Ruedas delanteras 8 pulgadas PU sólido Ruedas traseras 10 pulgadas. Neumático 30~35PSI Colores Negro/ Gris/ Verde Apoyabrazos Estándar con almohadilla PU, fijo Garantía: Garantía: 2 años en estructura de aluminio y motor, exceptuando ruedas, frenos y aquellas partes que tengan un desgaste por uso (neumáticos, tela, cojinetes, etc.); 1 año joystick de control y componentes del mismo; batería y cargador: 6 meses. La garantía queda exenta en los supuestos de mal uso, daños, golpes o caídas.